

VELP AREX fűthető mágneses keverő

Max. keverhető térfogat	20 liter
Anyaga	epoxi festésű fémház
Fűtő lap anyaga	alumínium ötvözet, korrózióálló védőbevonattal
Fűtő lap átmérője	155mm
Teljesítmény:	630W
Tömeg:	2,6kg
Méret:	165x115x280mm
Fordulatszám:	0-1200fordulat/perc
Maximális hőmérséklet:	370°C



Javasolt felhasználás:

Akár nagyobb térfogatú, viszkózus minták kevertetésére, fűtésére.

A készülék digitális hőmérőhöz csatlakoztatható. Megfelelő, pl. Velp Vertex egységgel vezérelhető.

Kedvező árfekvésű készülék.