

## **VELP AM4, négy férőhelyes fűthető mágneses keverő**

Max. keverhető térfogat	4x15 liter
Anyaga	epoxi festésű fémház
Fűtő lap anyaga	alumínium ötvözet korrózióálló bevonattal
Fűtő lap átmérője	4x155mm
Teljesítmény:	2550W
Tömeg:	8,3kg
Méret:	715x115x220mm
Fordulatszám:	0-1200fordulat/perc
Maximális hőmérséklet:	370°C
Szabályozhatóság	minden egység külön



### **Javasolt felhasználás:**

**Akár nagyobb térfogatú, viszkózus minták kevertetésére, fűtésére.  
Kedvező árfekvésű készülék.**