

## VELP RC2 fűtőlap

Burkolat anyaga	epoxi festésű fémház
Fűtő lap anyaga	Al ötvözet, korrózióálló bevonattal
Fűtőlap átmérője	155mm
Teljesítmény:	1200W
Tömeg:	3,3kg
Méret:	340x90x190mm
Maximális hőmérséklet:	370°C



javasolt felhasználás: Széles körben használható, kedvező árkategóriájú készülék.  
Külső borítása kémiaileg ellenálló, jó korrózió és ütésálló felület.  
Folyamatos laboratóriumi használatra, napi rutin munkákhoz ajánljuk.

**Kód: 043-100172**