

VELP RC fűtőlap

Burkolat anyaga	epoxi festésű fémház
Fűtő lap anyaga	Al ötvözet, korrózióálló bevonattal
Fűtőlap átmérője	155mm
Teljesítmény:	600W
Tömeg:	1,4kg
Méret:	165x115x280mm
Maximális hőmérséklet:	370°C



javasolt felhasználás: Széles körben használható, kedvező árkategóriájú készülék.
Külső borítása kémiaailag ellenálló, jó korrózió és ütésálló felület.
Folyamatos laboratóriumi használatra, napi rutin munkákhoz ajánljuk.

Kód: 043-100174