

ESP mágneses keverő

Max. keverhető térfogat	5 liter
Anyaga	műanyag ház
Teljesítmény:	5W
Tömeg:	0,9kg
Méret:	160x33x230mm
Fordulatszám:	0-1100fordulat/perc



Javasolt felhasználás: Kis térfogatú, kis viszkozitású minták kevertetése, pl. titrálás. Laboratóriumokban, iparban, terepen egyaránt használható (-10...+60°C) külső hőmérséklet tartományon belül.

Az elektromágnesek által generált forgó mágneses tér miatt nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, így karbantartást nem igényel.

Kedvező árfekvésű, strapabíró készülék.