

VELP VERTEX digitális hőmérséklet szabályzó egység

Mérési tartomány	-10..+300°C
Felbontás	0,2°C
Pontosság	±0,5°C
Anyaga	műanyag
Kijelző	LCD
Érzékelő	250mm hosszú, 3mm átmérőjű PT100
Tömeg:	0,3kg
Méret:	75x145x120mm



Javasolt felhasználás:

AREX és AREC.X fűthető mágneses keverőkhöz, ha a minta hőmérsékletéhez szeretnénk szabályozni a készülék fűtését.