

VELP AREC fűthető mágneses keverő, kerámia fűtőlappal, digitális hőmérséklet kijelzéssel

Max. keverhető térfogat	15 liter
Burkolat anyaga	műanyag
Fűtő lap anyaga	kerámia
Fűtő lap mérete	180x180mm
Teljesítmény:	800W
Tömeg:	3,3kg
Méret:	203x94x344mm
Fordulatszám:	0-1500fordulat/perc
Maximális hőmérséklet:	550°C



Javasolt felhasználás:

Akár nagyobb térfogatú, viszkózus minták kevertetésére, fűtésére. Extrém magas hőmérséklet és keverési sebesség igény esetén. Kedvező árfekvésű készülék.