

**VELP AREC.X fűthető mágneses keverő, kerámia fűtőlappal, digitális hőmérséklet kijelzéssel, digitális hőmérséklet mérő/szabályzó egység csatlakoztatási lehetőséggel**

Max. keverhető térfogat	15 liter
Burkolat anyaga	műanyag
Fűtő lap anyaga	kerámia
Fűtő lap mérete	180x180mm
Teljesítmény:	800W
Tömeg:	3,3kg
Méret:	203x94x344mm
Fordulatszám:	0-1500fordulat/perc
Maximális hőmérséklet:	550°C



**Javasolt felhasználás:**

**Akár nagyobb térfogatú, viszkózus minták kevertetésére, fűtésére. Extrém magas hőmérséklet és keverési sebesség igény esetén.**

**A készülék digitális hőmérőhöz csatlakoztatható. Megfelelő, pl. Velp Vertex egységgel vezérelhető.**

**Kedvező árfekvésű készülék.**