

VELP HSC fűthető mágneses keverő, kerámia fűtőlappal

Max. keverhető térfogat	15 liter
Burkolat anyaga	műanyag
Fűtő lap anyaga	kerámia
Fűtő lap mérete	180x180mm
Teljesítmény:	800W
Tömeg:	3,3kg
Méret:	203x94x344mm
Fordulatszám:	0-1300fordulat/perc
Maximális hőmérséklet:	400°C



Javasolt felhasználás:

**Akár nagyobb térfogatú, viszkózus minták kevertetésére, fűtésére.
Kedvező árfekvésű készülék.**