



**CARLOS ARBOLES S.A**

GRIFERÍA DE LABORATORIO / LABORATORY TAPS  
 DUCHAS Y LAVAJOS DE EMERGENCIA / EMERGENCY SHOWERS AND EYEWASH

Compositor Narvéez 10, Polígono Industrial Can Jardí, 08191 Rubí (Barcelona) - España  
 Tel.: +34 935 860 780 • Fax: +34 936 973 226 • infoweb@carlosarboles.com • www.carlosarboles.com

DIMENSIONES MONTAJE ±2mm  
 ASSEMBLY DIMENSIONS ±2mm

ESCALA / SCALE  
 1 : 4

DIBUJADO / DESIGNED: Miguel Ángel V. H.  
 APROBADO / APPROVED: Jaume Muñoz

04/05/2017  
 06/06/2017

REVISIÓN / REVISION: A

MODELO / MODEL: 006299

COLUMNA 1 GRIFO PP + MONTURA AGUAS ESPECIALES, TUBO PE 500mm + ENTRADA 1/4", MONTAJE MESA, BOQUILLA CAMBIABLE  
 COLUMN 1 PP TAP + SPECIAL WATERS HEADWORK, 500mm PE HOSE + 1/4" INLET, BENCH MOUNTED, REMOVABLE NOZZLE

Este plano es propiedad de Carlos Arboles S.A. estando prohibida su reproducción y entrega a terceros sin previa autorización de Carlos Arboles S.A.  
 This drawing is owned by Carlos Arboles S.A. prohibited its reproduction and delivery to third parties without prior permission of Carlos Arboles S.A.