

38-0B150DB binokuláris digitális mikroszkóp

- Binokuláris fej, 30°-ban döntött és 360°-ban körbeforgatható
- WF10X / 18mm nagy látómezőjű okulárok
- Szentávolság beállítása: 48-75 mm
- Dioptria állítás: van
- Revolver: 4 -állású
- Achromat objektívek 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 / rugós, 100x/1.25/rugós, olajos
- **Nagyítások: 40x,100x, 400x, 1000x**
- 125x116mm tárgasztal, XY tárgymozgatóval, mozgási tartomány 76x30mm
- Fókuszáló rendszer, koaxiális durva és finom állítási lehetőséggel
- 1.25 N.A. kondenzor, fényrekeszsel és szűrőtartóval
- Megvilágítás: 1W-os LED, 6300K, szabályozható fényerő
- Kiegészítők a csomagban: hálózati kábel, porvédő - Kimenet: USB 2.0
- Beépített kamera felbontása: 3.14 Mpixel (2048x1024p)
- Szoftver: OPTIKA Vision Lite kompatibilis Windows XP/Vista/7, 32-64 bit verziókkal
- Tartozékok a csomagban: USB kábel, porvédő

