

## **38-ODM25PL binokuláris digitális mikroszkóp**

- Fej: binokuláris, 30°-ban döntött 360°-ban körbeforgatható
- Okulárok: nagy látóterű WF 10x/ 20 mm
- Objektív revolver: 5 -állású
- Objektívek: Planachromat 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 rugós, 100x/1.25 rugós, olaj imm.
- Tárgasztal: XY-irányban mozgatható, 160x142 mm
- Tárgasztal mozgástartománya XY-irányban: 76x52 mm
- Tárgasztal magasságállítása: 22mm
- Fókuszáló rendszer: koaxiális durva és finom állító, fókusz stop
- Kondenzor: Abbe, N.A. 1.25, írisz diafragmával
- Megvilágítás: nagy fényerejű X-LED fényerőszabályzóval
- Hálózati kábel, porvédő
- Beépített 2.0 USB kamera, 2048X1536 pixel, (3.2Mpixel)
- SD kártya hely, analóg RCA kimenet, USB kimenet, 3"-os kihajtható LCD

