

## **38-0STO1MU binokuláris digitális sztereo mikroszkóp (Alpha)**

- Binokuláris fej, 45°-ban döntött, 360°-ban körbeforgatható
- WF 10x/20-as okulárok.
- A teljes nagyítás: 20X és 40X, átváltható
- Munkatávolság: 60 mm
- Baloldalon dioptria állító, állítható szemtengely távolság
- Beépített 1.3 Megapixeles USB kamera
- 2.0 USB csatlakozás, képfeldolgozó szoftver.
- Át és ráesőfényű, 12V 10W szabályozható halogén megvilágítással
- Fókuszáló egységgel, matt üveg tárgytartóval

