

38-0002WAJ Abbe refraktométer

- Mérési tartomány: Nd 1.300-1.700; Nd 0,0005 osztással
- Mérési pontosság: Nd 0,0003
- Cukor skála: 0-95%, Nd 1.300-1.530
- Pontosság: 0-50%=0.2%; 51-95%=0.1%
- Osztás: 0.25%
- Beépített hőmérő skálája: 0-70°C, osztás 1°C
- A műszer tömege: 4Kg
- A műszer mérete: 140x100x235mm

