

## **38-000B151 monokuláris mikroszkóp**

- Monokuláris fej, 30°-ban döntött és 360°-ban körbeforgatható
- WF10X / 18mm nagy látómezőjű okulár
- Achromat objektívek DIN 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 / rugós
- 125x120mm tárgasztal, tárgyrögzítő csipeszekkel
- Fókuszáló rendszer, közös durva és finom állítási lehetőséggel
- 0.65 N.A. kondenzor, fényrekesz és szűrőtartóval
- 1W-os LED megvilágítás, hálózati kábel, porvédő

