

## **38-0B353DK trinokuláris vércsepp analizáló mikroszkóp**

- Trinokuláris fej, 30o-ban döntött és 360o-ban körbeforgatható
- WF 10X/20mm nagy látómezőjű okulárok
- Befelé fordított, 5-állású revolverfej
- Objektívek:

Achromat 4x/0.1,  
Achromat 10x/0.25,  
Achromat 40x/0.65 Rugós,  
Planachromat 100x/1.25 íriszes, rugós, olajos

- Fókuszáló rendszer, koaxiális durva és finom állítási lehetőséggel
- 160 X 142 mm-es tárgasztal, kettős mintabefogóval, 76X52 mm-es mozgástartománnyal
- Beépített, szabályozható, X-LED megvilágítás
- Speciális DF kondenzor beépített LED megvilágítóval, fényrekesszel, sötétlátóteres üzemmóddal
- Hálózati kábel, porvédő

