

# 38-0B353PH trinokuláris fáziskontraszt mikroszkóp

- Fej: trinokuláris, 30°-ban döntött 360°-ban körbe forgatható
- Okulárok: nagy látóterű WF 10x/ 20 mm
- Objektív revolver: 5 -állású
- Fáziskontraszt objektívek:

Planachromat 4x/0.1,  
Planachromat PH10x/0.25,  
Planachromat PH40x/0.65 rugós,  
Planachromat PH100x/1.25 rugós, olaj immerziós

- Tárgyasztal: XY-irányban mozgatható, 160x142 mm
- Tárgyasztal mozgástartománya XY-irányban: 76x52 mm
- Tárgyasztal magasságállítása: 22mm
- Fókuszáló rendszer: koaxiális durva és finom állító, fókusz stop mechanizmussal
- Kondenzor: Abbe fáziskontraszt kondenzor, N.A. 1.25, írisz diafragmával, sötétlátóteres üzemmóddal
- Megvilágítás: nagy fényerejű X-LED fényerőszabályzóval
- Hálózati kábel, porvédő

