

## 48-00AD012 Hordozható pH/°C-mérő/teszter



pH: -2,0 - 16,0, Pontosság: pH + /- 0,01pH, Kijelzés: +/- 0,01pH,

Hőmérséklet mérés és automata hőmérséklet kompenzáció: 0-60 °C,

Kijelzés: +/- 0,1 °C , +/- 0,5 °C,

Automatikus kikapcsolás funkció

Kétsoros kijelző pH érték és hőmérséklet megjelenítésére

Értéktartás funkció

Egyéb Technikai Adatok

Kalibráció: automatikus, 1 vagy 2 pontos

2 beállítható és elmenthető buffer értékkel

(pH 4.01/7.01/10.01 or 4.01/6.86/9.18)

Elem típus: 4 x 1.5V gomelem / közelítőleg. 300 h használat

Auto-off : 8 perc inaktivitás után

Környezet: -5 tól 50°C; RH 100%

Méret: 175.5 x 39 x 23 mm

Súly: 100 g

Rendkívül egyszerűen kezelhető kedvező árú készülék.