

### **B-00MA0600 Mérlegasztal**



### **Termék leírása:**

**Mérlegasztal (90 x 60 x 60 cm) kettős lengéscsillapítással, fém vázzal, 40 x 40 x 10 cm gránit betét,**

**-váltól független kőtartó keret**

**-könnyen, precízen állítható kőtartók, rozsdamentes anyagból**

**-5 cm vastag gumi, parafa keverék rezgésmentesítők négy ponton a kő alatt**

**-nagy tömegű gránittömb**

**-kiváló rezgésillapítási tulajdonságokkal rendelkező állítható rozsdamentes gumibetétes lábak**

**-Hegesztett, stabil acélváz**

**-kettős rezgésillapítás**

**-Hosszúság: 60 cm,**

**-Szélesség: 60 cm,**

**-Magasság: 90 cm,**

**Gránit lap: 40 x 40 cm, 10cm vastag (kb. 50 kg)**

**-állítható rozsdamentes gumibetétes lábak**

**-fehér színben**

**-porfestett (szinterezett) fémváz**

**-HPL munkalap**