

B-00MA1100 Mérlegasztal



Termék leírása:

Mérlegasztal (90 x 60 x 110 cm) kettős lengéscsillapítással, fém vázzal, 40 x 40 x 10 cm gránit betét,

-váltól független kőtartó keret

-könnyen, precízen állítható kőtartók, rozsdamentes anyagból

-5 cm vastag gumi, parafa keverék rezgésmentesítők négy ponton a kő alatt

-nagy tömegű gránittömb

-kiváló rezgéscsillapítási tulajdonságokkal rendelkező állítható rozsdamentes gumibetétes lábak

-Hegesztett, stabil acélváz

-kettős rezgéscsillapítás

-Hosszúság: 110 cm,

-Szélesség: 60 cm,

-Magasság: 90 cm,

Gránit lap: 40 x 40 cm, 10cm vastag (kb. 50 kg)

-állítható rozsdamentes gumibetétes lábak

-fehér színben

-porfestett (szinterezett) fémváz

-HPL munkalap