

B-00MA1200 Mérlegasztal



Termék leírása:

- Mérlegasztal (90 x 60 x 120 cm) kettős lengéscsillapítással, fém vázzal, 40 x 40 x 10 cm gránit betét,**
- váltól független kőtartó keret
 - könnyen, precízen állítható kőtartók, rozsdamentes anyagból
 - 5 cm vastag gumi, parafa keverék rezgésmentesítők négy ponton a kő alatt
 - nagy tömegű gránittömb
 - kiváló rezgés csillapítási tulajdonságokkal rendelkező állítható rozsdamentes gumibetétes lábak
 - Hegesztett, stabil acélváz
 - kettős rezgés csillapítás
 - Hosszúság: 120 cm,
 - Szélesség: 60 cm,
 - Magasság: 90 cm,
 - Gránit lap: 40 x 40 cm, 10 vastag (kb. 50 kg)**
 - állítható rozsdamentes gumibetétes lábak
 - fehér színben
 - porfestett (szinterezett) fémváz
 - HPL munkalap