

## 425-129710 LaboFil automata pipettor 0,1-100ml



**műanyag és üveg pipettákhoz, tölthető akkumulátorral működik,**

**piros led jelzi az akkumulátor lemerülését,**

**zöld a töltést,**

**a készülék hátoldalán állítható a felszívási sebesség**

**univerzális szilikon kónusza lehetővé teszi minden standard méretű pipetta használatát 0,1-100ml-ig**

**kényelmes, ergonómikus forma**

**a folyadék véletlen felszívását 0,2um PTFE szűrőbetét akadályozza meg**

**adapterrel együtt szállítjuk**