

FiveGo FG2 hordozható pH-mérő

pH tartomány	0,00...14,00 pH
pH kijelzés	0,01 pH
Relatív pontosság	± 0,01 pH
mV tartomány	-1999...1999 mV
mV kijelzés	1 mV
Relatív pontosság	± 1 mV
Hőmérséklet tartomány	0...100,0 °C
Hőmérséklet kijelzés	0,1 °C
Kijelző	nagyméretű LCD
Kalibrálás	Max 2 pontos
Működtetés	4 x AAA elem



Kiemelkedő tulajdonságok:

Az új pH-mérő készülék az egyszerű, kényelmes használat érdekében történt fejlesztés eredménye.

A nagyméretű kijelzőn minden szükséges adat egyidejűleg, kényelmesen leolvasható.

- pH és mV mérési módok
- Max. 2 pontos kalibrálási lehetőség, a három előre definiált pufferkészletből
- Automatikus puffer felismerés
- 30 mérési adat tárolása
- IP54-es védettség

A készülék elektródot nem tartalmaz, elektróddal együtt készletben: M51302901

Kód: M-51302900