

FiveGo FG3 hordozható vezetőképesség-mérő

Vezetőképességi tartomány	0.1 μ S/cm...199.9 mS/cm
Pontosság	\pm 0.5 %
TDS tartomány	0.1 mg/L...199.9 g/L
Hőmérséklet tartomány	0...100.0 °C
Hőmérséklet kijelzés	0.1 °C
Kijelző	nagyméretű LCD
Kalibrálás	1 ponton
Működtetés	4 x AAA elem



Kiemelkedő tulajdonságok:

Az új vezetőképesség-mérő készülék az egyszerű, kényelmes használat érdekében történt fejlesztés eredménye.

A nagyméretű kijelzőn minden szükséges adat egyidejűleg, kényelmesen leolvasható.

- Kalibrálás 1 ponton, a három előre definiált standard közül
- 30 mérési adat tárolása

A készülék vezetőképességi cellát nem tartalmaz, cellával együtt készletben: M51302904

Kód: M-51302903