

## **FiveGo FG2 hordozható pH-mérő készlet (Food kit)**

pH tartomány	0,00...14,00 pH
pH kijelzés	0,01 pH
Relatív pontosság	± 0,01 pH
mV tartomány	-1999...1999 mV
mV kijelzés	1 mV
Relatív pontosság	± 1 mV
Hőmérséklet tartomány	0...100,0 °C
Hőmérséklet kijelzés	0,1 °C
Kijelző	nagyméretű LCD
Kalibrálás	Max 2 pontos
Működtetés	4 x AAA elem



### **Kiemelkedő tulajdonságok:**

Az új pH-mérő készülék az egyszerű, kényelmes használat érdekében történt fejlesztés eredménye.

A nagyméretű kijelzőn minden szükséges adat egyidejűleg, kényelmesen leolvasható. Élelmiszeripari felhasználásra is javasoljuk ezt a beszűrő elektródos összeállítást.

- pH és mV mérési módok
- Max. 2 pontos kalibrálási lehetőség, a három előre definiált pufferkészletből
- Automatikus puffer felismerés
- 30 mérési adat tárolása
- IP54-es védettség

A csomag készüléken kívül tartalmaz: LE427 beszűrős elektródot és puffer mintákat (2x pH4,01, 2db pH7)

**Kód: M-51302906**