

FiveEasy Plus FEP20 asztali pH-mérő kit

pH tartomány	0,00...14,00 pH
pH kijelzés	0,01 pH
Relatív pontosság	± 0,01 pH
mV tartomány	-1999...1999 mV
mV kijelzés	1 mV
Relatív pontosság	± 1 mV
Hőmérséklet tartomány	0...100,0 °C
Hőmérséklet kijelzés	0,1 °C
Kijelző	nagyméretű LCD
Kalibrálás	Max 3 pontos



Kiemelkedő tulajdonságok:

Az új pH-mérő készülék az egyszerű, kényelmes használat érdekében történt fejlesztés eredménye.

A nagyméretű kijelzőn minden szükséges adat egyidejűleg, kényelmesen leolvasható. Egyszerűen használható asztali pH-mérő, mely 2 db AA elemmel hordozható készülékként is használható.

- pH és mV mérési módok
- Max. 3 pontos kalibrálási lehetőség, a négy előre definiált pufferkészletből
- Automatikus puffer felismerés
- 99 mérési adat tárolása
- RS232 kimenet (METTLER TOLEDO nyomtató csatlakoztatásához)
- A csomag készüléken kívül tartalmaz: LE438 elektródot, elektród tartó állványt és puffer mintákat (2xpH4,01, 2db pH7)

Kód: M-51302915