

FiveEasy Plus FEP30 asztali vezetőképesség-mérő készlet

Vezetőképességi tartomány	0.1 μ S/cm...199.9 mS/cm
Pontosság	\pm 0.5 %
TDS tartomány	0.1 mg/L...199.9 g/L
Hőmérséklet tartomány	0...100.0 °C
Hőmérséklet kijelzés	0.1 °C
Kijelző	nagyméretű LCD
Kalibrálás	1 ponton



Kiemelkedő tulajdonságok:

Az új vezetőképesség-mérő készülék az egyszerű, kényelmes használat érdekében történt fejlesztés eredménye. A nagyméretű kijelzőn minden szüksége adat egyidejűleg, kényelmesen leolvasható. Egyszerűen használható asztali vezetőképesség-mérő, mely 2 db AA elemmel hordozható készülékként is használható.

- Kalibrálás 1 ponton, a három előre definiált standard közül
- 99 mérési adat tárolása
- RS232 kimenet (METTLER TOLEDO nyomtató csatlakoztatásához)
- A csomag készüléken kívül tartalmaz: LE703 vezetőképességi cellát, elektród tartó állványt és standard mintákat (2x1413uS/cm, 2db 12,88mS/cm)

Kód: M-51302936