



PLURIPET II

Linea composta da otto modelli a volume variabile a spostamento d'aria e dotati di espulsore coassiale. Garantiscono elevata precisione ed accuratezza combinate ad una maggiore economicità. Il corpo particolarmente leggero ed ergonomico rende confortevole l'impugnatura. L'impostazione del volume desiderato è agevole e sicura grazie alla selezione a scatto ed al sistema numerico di facile lettura. Sono completamente autoclavabili e di semplice ricalibrazione anche da parte dell'utilizzatore. Il cono portapuntale è in grado di accogliere i puntali Kartell e quelli di maggiore diffusione mentre il pulsante di controllo ha una differente colorazione in funzione del volume dosabile. Calibrate individualmente secondo gli standard ISO8655, nuovo standard internazionale per apparati volumetrici azionati a pistone. Marchate CE.

PLURIPET II

Product range includes 8 adjustable-volume models with air displacement and coaxial tip ejectors. High precision and accuracy guaranteed combined with competitive pricing. The manifold is especially lightweight and ergonomic, making plunging effortless. Setting the desired volume is safe and easy thanks to the selector dial and the easily-readable digital volume indicator system. The product is fully autoclavable and can be easily recalibrated by the user.

Kartell tips fit the conical shaft, which is compatible with most other widely sold tips. The plunger button has various color codes based on dosing capacity. Individually calibrated in compliance with ISO 8655, the new international standard for piston-operated volumetric apparatus. The product carries the CE conformity mark.

PLURIPET II

Gamme composée de 8 modèles à volume variable à déplacement d'air dotés d'un système d'expulsion coaxial. Ils permettent une précision élevée pour un prix abordable. Le corps est particulièrement léger et ergonomique pour une prise confortable. Le réglage du volume souhaité est aisé et sûr grâce à la sélection progressive et au système numérique à lecture facile. Les éléments sont complètement autoclavables et peuvent être facilement étalonnés par l'utilisateur. Le support de l'embout est compatible avec les embouts Kartell et les embouts offrant un débit supérieur. Le bouton de commande présente une couleur différente selon le volume à doser. Calibrées individuellement selon la nouvelle norme internationale ISO8655 pour les appareils volumétriques actionnés par piston. Label CE.

	Art.	Volume µl	Acc./ Préc. %	CV %	Kartell Punt./Tips
LABOFIX LABOFIX LABOFIX NEW	1369	5	± 1,5	± 0,8	956/959
	1370	10	± 1,0	± 0,5	956/959
	1371	20	± 0,5	± 0,3	958/960
	1372	25	± 0,5	± 0,3	958/960
	1373	50	± 0,3	± 0,3	958/960
	1374	100	± 0,3	± 0,2	958/960
	1375	200	± 0,3	± 0,2	958/960
	1376	250	± 0,3	± 0,2	961
	1377	500	± 0,3	± 0,2	961
	1378	1000	± 0,3	± 0,2	961



LABOFIX

La nuova linea di micropipette a volume fisso denominata LABOFIX nasce per soddisfare l'aumentata richiesta di micropipette a volume fisso che combinino un buon grado qualitativo ed un prezzo di sicuro interesse. La struttura è riconducibile alle ormai collaudate PLURIPET II a volume variabile, dalle quali si è preso spunto per realizzare i 10 modelli che coprono i volumi da 5 µl a 1.000 µl. Completamente autoclavabili, risultano essere utili nella Diagnostica Clinica, Biologia Molecolare, Biologia Cellulare ed in tutte le applicazioni in cui necessiti un dosaggio fisso effettuato con buona precisione ed accuratezza. Leggere ed affidabili, sono dotate di dispositivo per l'espulsione del puntale e di pistone in acciaio inox. Il cono portapuntale ha forma sottile per facilitare l'accesso all'interno di provette o contenitori dotati di imboccatura particolarmente stretta o di forma allungata. Sono grado di accogliere i puntali Kartell e quelli di maggiore diffusione. La relativa calibrazione effettuata in fabbrica e le specifiche del prodotto sono conformi alla norma ISO 8655, nuovo standard internazionale per apparati volumetrici azionati a pistone. Marchate CE.

LABOFIX

The new LABOFIX fixed-volume micropipette product range was introduced to meet the increasing need for high-quality fixed-volume micropipettes that are competitively priced. The design is comparable to the already certified adjustable-volume PLURIPET II, which inspired the creation of 10 product models covering volume ranges from 5 µl through 1,000 µl. Fully autoclavable, this micropipette can be used in clinical diagnostics, molecular biology, cell biology or in any other application that requires fixed dosage with high precision and accuracy. Light and robust, they come with a tip ejector and a stainless steel piston. The shaft is slender for easy access inside any tube or container with a particularly narrow or elongated opening. Kartell tips and most other widely sold tips fit this product. Product is factory-calibrated and the design specification is compliant with ISO 8655, the new international standard for piston-operated volumetric apparatus. Carries the CE conformity mark.

LABOFIX

La nouvelle gamme de micropipettes à volume fixe LABOFIX a été conçue pour répondre aux nouvelles exigences en termes de micropipettes à volume fixe. Celles-ci doivent en effet offrir une excellente qualité à un prix intéressant. La structure se rapproche des désormais célèbres modèles PLURIPET II à volume variable, lesquels ont permis de développer 10 modèles couvrant des volumes de 5 µl à 1000 µl. Complètement autoclavables, elles s'avèrent particulièrement utiles en diagnostic clinique, en biologie moléculaire, en biologie cellulaire et dans toutes les situations nécessitant un dosage fixe réalisé avec précision. Légères et fiables, elles sont dotées d'un dispositif permettant l'expulsion de l'embout et du piston en inox. La forme du support de l'embout facilite l'accès à l'intérieur de l'éprouvette ou aux récipients dotés d'un col particulièrement étroit ou allongé. Le support est compatible avec les embouts Kartell et les embouts offrant un débit supérieur. L'étalonnage en usine et les caractéristiques du produit répondent à la norme internationale ISO8655 pour les appareils volumétriques actionnés par piston. Label CE.

Art.	Descrizione / Description / Description	Volume	Acc. %	CV %	Compatibilità puntali Kartell / Kartell tips compatibility	
 PLURIPET II PLURIPET II PLURIPET II	12960	Pluripet II 2	Min. 0,2 µl 1,0 µl Max 2,0 µl	± 12,0 ± 2,5 ± 1,4	± 6,0 ± 1,5 ± 1,7	956
	13190	Pluripet II 10	Min. 0,5 µl 5,0 µl Max 10,0 µl	± 5,0 ± 2,5 ± 1,5	± 2,8 ± 0,8 ± 0,4	956
	13000	Pluripet II 20	Min. 2 µl 10 µl Max 20 µl	± 6,0 ± 1,0 ± 0,8	± 5,0 ± 0,6 ± 0,3	959
	13210	Pluripet II 100	Min. 20 µl 50 µl Max 100 µl	± 2,0 ± 0,7 ± 0,8	± 0,3 ± 0,3 ± 0,2	960
	13010	Pluripet II 200	Min. 40 µl 100 µl Max 200 µl	± 1,5 ± 0,4 ± 0,8	± 0,3 ± 0,2 ± 0,2	960
	13220	Pluripet II 1000	Min. 100 µl 500 µl Max 1000 µl	± 0,6 ± 0,3 ± 0,5	± 0,3 ± 0,2 ± 0,2	961
	13250	Pluripet II 5000	Min. 1,0 ml 2,5 ml Max 5,0 ml	± 0,8 ± 0,3 ± 0,6	± 0,2 ± 0,2 ± 0,2	984
	13290	Pluripet II 10000	Min. 2,0 ml 5,0 ml Max 10,0 ml	± 0,8 ± 0,3 ± 0,6	± 0,2 ± 0,2 ± 0,2a	943