

644-194801 SD60 vízálló hordozható redox potenciál (ORP) mérő

A készülék tulajdonságai:

SD60 vízálló hordozható redox potenciál (ORP) mérő,

-1800 – 1800mV

felbontás: 0,1mV (< ±1000mV), 1mV (> ±1000mV)

hőmérséklet érzékelős,

működési tartomány: 0...60°C

egybe épített elektróddal és hőmérséklet szenzorral

LCD kijelző

kalibrálás: 1 pontos

automatikus hőmérséklet kompenzáció

automatikus kikapcsolás 20 perc után, ha nincs használatban a készülék

2db CR2032 elemmel működik

CE minősítésű

A műszer család további tagjai: víz analízishez pH mérő, vezetőképesség mérő, sótartalom mérő és oldott anyag mérő

