

644-194802 SD70 vízálló hordozható vezetőképesség mérő

A készülék tulajdonságai:

SD70 vízálló hordozható vezetőképesség mérő

mérési tartomány: 0-20,00mS

felbontás: 1 μ S (< 1999 μ S), 0,01mS (2-20mS)

hőmérséklet érzékelős,

működési tartomány: 0...60°C

LCD kijelző

kalibrálás: 1, vagy két pontos,

automata standard felismerés 1413 μ S és 12,88 mS standardok esetén,

manuális kalibráció egyéb standardok használatakor

automatikus hőmérséklet kompenzáció

automatikus kikapcsolás 8 perc után, ha nincs használatban a készülék

2db CR2032 elemmel működik

CE minősítésű

A műszer család további tagjai: víz analízishez pH mérő, redox potenciál mérő, sótartalom mérő és oldott anyag mérő

