



A mosogatók nélkülözhetetlen kiegészítője az edényszárító.

Polisztirolból készült edényszárítónk alul folyadékgyűjtővel van ellátva, ami egy szilikoncsövön keresztül vezeti a mosogatóba a lecsöpögő vizet.

72 db szárítótüskével szállítjuk, amelyek tetszőlegesen helyezhetőek el a 450x630mm-es méretű táblán.

Tesztcsövekhez, kémcsövekhez külön rendelhetőek vékony szárítótüskék.

