


Scharlab Újdonságok


Tisztelt Ügyfelünk!


Engedje meg, hogy bemutassuk új termék családjunkat:


Színezett nyakú mérőlombikjaink tökéletes megoldást nyújtanak, ha több mérősorozat is készül a laborjokban.


- ✓ A osztályú, PE dugóval ellátott, osztott és egyedi műbizonylattal rendelkező, színezett nyakú mérőlombikok
- ✓ A lombik nyakán lévő színezés nem zavarja a pontos beállítást.
- ✓ Könnyen megkülönböztethetőek lesznek a minták és standard sorozatok.
- ✓ Négy választható szín: piros, sárga, zöld és kék
- ✓ Ellenáll a laboratóriumi mosogatásnak, a szín nem kopik le.



Színes nyakú mérőlombik	Űrtartalom	Nyakméret NS	Szín	Tolerancia ±(ml)	Csom. Egys.	Cikkszám	Ár
	10 ml	10/19	kék	0,025	1db	073E001630	2 256 Ft
	20 ml	10/19	kék	0,04	2db	073E263120	4 512 Ft
	25 ml	12/21	kék	0,04	2db	073E201631	4 656 Ft
	50 ml	12/21	kék	0,06	2db	073E201632	5 184 Ft
	100 ml	14/23	kék	0,10	2db	073E201633	5 376 Ft
	200 ml	14/23	kék	0,15	2db	073E201634	7 920 Ft
	250 ml	14/23	kék	0,15	2db	073E201635	8 256 Ft
	500 ml	19/26	kék	0,25	2db	073E201636	9 456 Ft
	1000 ml	24/29	kék	0,40	2db	073E201637	13 968 Ft

Színes nyakú mérőlombik	Űrtartalom	Nyakméret NS	Szín	Tolerancia ±(ml)	Csom. Egys.	Cikkszám	Ár
	10 ml	10/19	sárga	0,025	1db	073W001630	2 256 Ft
	20 ml	10/19	sárga	0,04	2db	073W263120	4 512 Ft
	25 ml	12/21	sárga	0,04	2db	073W201631	4 656 Ft
	50 ml	12/21	sárga	0,06	2db	073W201632	5 184 Ft
	100 ml	14/23	sárga	0,10	2db	073W201633	5 376 Ft
	200 ml	14/23	sárga	0,15	2db	073W201634	7 920 Ft
	250 ml	14/23	sárga	0,15	2db	073W201635	8 256 Ft
	500 ml	19/26	sárga	0,25	2db	073W201636	9 456 Ft
	1000 ml	24/29	sárga	0,40	2db	073W201637	13 968 Ft

Színes nyakú mérőlombik	Űrtartalom	Nyakméret NS	Szín	Tolerancia ±(ml)	Csom. Egys.	Cikkszám	Ár
	10 ml	10/19	zöld	0,025	1db	073N001630	2 256 Ft
	20 ml	10/19	zöld	0,04	2db	073N263120	4 512 Ft
	25 ml	12/21	zöld	0,04	2db	073N201631	4 656 Ft
	50 ml	12/21	zöld	0,06	2db	073N201632	5 184 Ft
	100 ml	14/23	zöld	0,10	2db	073N201633	5 376 Ft
	200 ml	14/23	zöld	0,15	2db	073N201634	7 920 Ft
	250 ml	14/23	zöld	0,15	2db	073N201635	8 256 Ft
	500 ml	19/26	zöld	0,25	2db	073N201636	9 456 Ft
	1000 ml	24/29	zöld	0,40	2db	073N201637	13 968 Ft

Színes nyakú mérőlombik	Űrtartalom	Nyakméret NS	Szín	Tolerancia ±(ml)	Csom. Egys.	Cikkszám	Ár
	10 ml	10/19	piros	0,025	1db	073D001630	2 256 Ft
	20 ml	10/19	piros	0,04	2db	073D263120	4 512 Ft
	25 ml	12/21	piros	0,04	2db	073D201631	4 656 Ft
	50 ml	12/21	piros	0,06	2db	073D201632	5 184 Ft
	100 ml	14/23	piros	0,10	2db	073D201633	5 376 Ft
	200 ml	14/23	piros	0,15	2db	073D201634	7 920 Ft
	250 ml	14/23	piros	0,15	2db	073D201635	8 256 Ft
	500 ml	19/26	piros	0,25	2db	073D201636	9 456 Ft
	1000 ml	24/29	piros	0,40	2db	073D201637	13 968 Ft

Akciónk érvényes: 2016. szeptember 20.- 2016.december 20.-ig.

A táblázatban feltüntetett árak nettó egységárak, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

A kiszállítás nettó 25.000Ft feletti rendelés esetén díjmentes, ez alatt 2500Ft+ÁFA költség terheli.

Elérhetőségeink:

Scharlab Magyarország Kft.

4034 Debrecen Vágóhíd u. 2.

e-mail: info@scharlab.hu

tel.: (88) 787-634, fax: (88) 781-081

www.scharlab.hu